

# Conjunto de Tubos

**PARA ECMO Y CEC PERSONALIZADOS**

**NIPRO**  
MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL DEL PERÚ  
RUC: 20504312403

Reg. ANVISA N° 10324860066

DISPOSITIVO

## En paquete

**Conjunto de Tubos** para circuito de circulación extra corpórea dispuestos fuera de bandejas, en sobres de papel grado quirúrgico. Este conjunto necesita la paratesia especial del perfusionista para efectuar las conexiones en los oxigenadores y máquinas de C.E.C. Viene con todas las líneas necesarias para le montaje del circuito, como: líneas arteriovenosas, líneas de bomba, líneas para aspiradores, filtro arterial, conexiones de oxígeno y línea de monitoreo de presión, como los conectores necesarios para cada tamaño de paciente y tipo de procedimiento. Pueden inclusive ser personalizados de acuerdo con las rutinas de los equipos de médicos.



## En Bandejas pre-montadas

Tubos pre conectados (sin necesidad de paratesia). El conjunto de Tubos pre-montados Nipro ofrece la manera más fácil y práctica de montar el circuito de circulación extra corpórea. Esta hecho en PVC bio compatible, atóxico y apirogeno, acondicionado en bandeja cerrada estéril, que elimina la necesidad de paratesia y cepillado quirúrgico, para el montaje, lo que posibilita una menor manipulación de los tubos disminuyendo el riesgo de contaminación. Por eso esta bandeja es ideal para situaciones críticas y emergencias, en las cuales el tiempo puede ser un factor fundamental.



## Conjunto de tubos específicos para el procedimiento de ECMO

Reg. ANVISA N° 10324860066

Conjunto de tubos de adulto para ECMO pre montado con línea arterio venosa de 2,80 , en 3/8. 02 conectores con luer lock en la línea arterial, extensión de 80 cm en 3/8 con conector luer lock, 2 equipos de priming rápido y 5 llaves de 3 vías.