

Hemoconcentrador

Reg. ANVISA N° 10324860091

El **Hemoconcentrador Brizio** de fibra sintética

NIPRO de poliestersulfona libre 100% de BPA.

De Origen Japonés desarrollada para el retiro del excedente de agua en el uso en CEC y ECMO neonatal, pediátrico y adulto.



Modelos

• BHC-030G

HEMOCONCENTRADOR 030 G

ÁREA DE SUPERFICIE EFECTIVA 0,30m²

LONGITUD EFECTIVA 168 mm.

VOLUMEN DE CEBADO 27 ml.



Tasa de flujo sanguíneo	Tasa de Ultrafiltración (mL/min)			Coeficiente de tamizado			
	TMP=50 mmHg	TMP=250 mmHg	TMP=300 mmHg	Vitamina B12	Inulina	Mioglobina	Albumina
100	10	27	28	0.99	0.81	0.24	0.0026
200	17	39	40				
300	33	45	47				
500	58	63	64				

• BHC-110G

HEMOCONCENTRADOR 110 G

ÁREA DE SUPERFICIE EFECTIVA 1,10m²

LONGITUD EFECTIVA 230 mm

VOLUMEN DE CEBADO 71 ml.



Tasa de flujo sanguíneo	Tasa de Ultrafiltración (mL/min)			Coeficiente de tamizado			
	TMP=50 mmHg	TMP=250 mmHg	TMP=300 mmHg	Vitamina B12	Inulina	Mioglobina	Albumina
100	18	53	54	0.99	0.78	0.10	0.0012
200	23	82	85				
300	40	95	100				
500	95	119	126				