

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La bomba IBC FloPump es una bomba de sangre centrífuga para ser usada solo con la consola Medtronic BioMedicus Bio-Console para bombear sangre a través del circuito de puente extra-corpóreo durante una cirugía a corazón abierto. La bomba es un artículo descartable, de uso único.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La bomba IBC FloPump está fabricada de policarbonato y, por ende, es fuerte y muy nítida. El eje de la bomba IBC FloPump, donde giran los conos, está íntegramente moldeado en la base de la bomba. Así, elimina un sitio de filtración potencial y así garantiza un ensamble de eje preciso, inofensivo.

Por último, la bomba IBC FloPump tiene un costo mucho menor que sus competidores.

FloPump® 50 y FloPump® 80

La bomba de sangre centrífuga internacional Biophysics FloPump 50 y FloPump 80 está indicada para uso únicamente con la consola Bio-Medicus Bio de Medtronic. La bomba nos permite un dispositivo desechable, de un solo uso.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO	#
FloPump - Se utiliza junto con la consola Medtronic* Bio-Console*	
3/8" FloPump 80	6000S Estéril
1/4" FloPump 50	6300S (Estéril)

