

FICHA TÉCNICA

JERINGAS PARA INSULINA NIPRO



USOS PREVISTOS

Dispositivo Médico utilizado para administrar Insulina en dosis de entre 30, 50 y 100 UI, de insulina al organismo.

DESCRIPCION:

- Jeringa estéril de un solo uso, elaboradas en polipropileno grado médico con empaque blíster individual, libre de pirógenos.
- Nuestras jeringas cuentan con aguja fija.
- El barril de escala indeleble está perfectamente definido y graduado hasta las 100 Unidades.

MATERIAL

- Polipropileno translúcido
- Aguja fija, en acero inoxidable Tribiselada y siliconada
- Embolo fabricado en polietileno de alta densidad
- Pistón fabricado en caucho natural seco

CARACTERÍSTICAS

- Escala volumétrica impresa con tinta de color óptico para facilitar su lectura.
- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar
- El interior de la jeringa es levemente siliconado.
- Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como en su extracción,
- Presenta línea índice, junto al extremo del pistón, bien definida y visible. Señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Posee una graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilizado con Óxido de Etileno
- Diseñadas y fabricadas conforme a la ISO 7886
- Cuenta con una aguja fija de 30G 5/16" o 31G 5/16", tribiselada diseñada electrónicamente para minimizar el dolor al momento de la aplicación.



Diámetro (Gauge) x longitud (pulgadas)		Volumen jeringa (ml)	PRESENTACIÓN
G30 5/16"	G31 5/16"	0,3 ml	Caja de 100 UI
G30 5/16"	G31 5/16"	0,5 ml	Caja de 100 UI
G30 5/16"	G31 5/16"	1 ml	Caja de 100 UI

INDICACIONES:

- Ideal para tratamiento con Insulina.



VENTAJAS:

- Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano
- Aguja fija sin espacio muerto, que evita la pérdida de insulina

DIFERENCIAS ENTRE UNA JERINGA CON AGUJA DESMONTABLE Y UNA JERINGA CON AGUJA FIJA



FORMA DE PRESENTACION:



Blíster de papel grado médico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en cajas de cartón grado medico por 100 unidades.

PROCEDENCIA:

- Elaborado por PT NIPRO INDONESIA JAYA – INDONESIA

REGISTRO SANITARIO: DM5070E