

FICHA TÉCNICA
PERICRANEAL PARA PARA EXTRACCION AL VACIO (ALITA)
CON BIOSEGURAD



S APPLICACIÓN

Son usadas predominantemente para la colección de sangre de las venas de acceso difícil, reduciendo el riesgo de lesiones por punción. Y también se usa para la infusión de líquidos intravenosos de corta duración.

S MATERIALES

No hecho con látex de caucho natural.

S CARACTERÍSTICAS

La aguja es siliconada con punta triple bisel. Consta de una aguja de mariposa para la extracción de sangre unida a un tubo flexible con un conector Luer como accesorio par tomas múltiples. Esta aguja de mariposa está diseñada con una cápsula de seguridad que se activa para cubrir inmediatamente la aguja después de la venopunción, lo que contribuye a prevenir pinchazos con la aguja.

S DIMENSIONES

Referencia	Calibre	Color	Longitud del sistema	Longitud del sistema	Embalaje interior / exterior [uds.]
450081	21G	● verde	7,5"	190 mm	50 / 1000
450082	23G	● azul	7,5"	190 mm	50 / 1000

S ESTERILIDAD

Esterilizado mediante Óxido de Etileno

S TIEMPO DE VIDA UTIL

Cinco Años a partir de su fabricación

S PRESENTACIÓN

Bolsa empaque individual estéril por unidad / Caja por 50 unidades.

S PROCEDENCIA

NIPRO (THAILAND) CORPORATION LIMETED .