


FICHA TECNICA
ASA CALIBRADA DESCARTABLE 10 uL



DESCRIPCIÓN :

- Asa de siembra de poliestireno (PS), libre de metales pesados.
- De uso único
- Estéril: Esterilizado por Radiación E-beam
- Volumen 1 uL
- Hidrofóbico
- Código de colores para la diferenciación de volumen: Color Blanco
- No autoclavable.
- Vida útil: 05 años después de su fabricación.

APLICACIÓN:

Asa para sembrar muestras biológicas y recoger colonias en medios de cultivo

FORMA DE PRESENTACION:

Empaque de 10 unidades herméticamente sellado

MARCA Y PROCEDENCIA:

Greiner Bio One – Hungary.