

COLECTOR PARASITOLÓGICO DE 30 ML



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Te ofrecemos **colectores parasitológicos de 30 ml**, ideales para la recolección de muestras de heces; además, es transparente, de forma cilíndrica y sin reborde, con una etiqueta adherida para la fácil rotulación de datos del paciente; también posee una tapa a rosca color azul con cierre hermético junto con una espátula insertada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	PNCP-01
MARCA	Deslab
MATERIAL	Polipropileno Clarificado
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 500 unidades
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO	No aplica - N° 5533-2017- DIGEMID-DDMPUFDM/MINSA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Diámetro de boca	27 mm	Control de calidad
Diámetro de base	27.2 mm	
Altura total	76 mm	
Capacidad	30 ml	
Graduación	10 ml	