

KIT PARASITOLÓGICO SERIADO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Te ofrecemos **nuestro kit parasitológico seriado**, ideal para la recolección de muestras de heces por tres días.

Asimismo, cada caja incluye **tres recipientes de polipropileno de 30 ml**, cada uno con una **etiqueta adherida** para una fácil rotulación de datos del paciente; además, cada recipiente posee una tapa tipo rosca con cierre hermético y espátula insertada color azul; del mismo modo, todos los recipientes están enumerados correlativamente, en donde dos de ellos contienen 5 ml de aditivo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	KPS0-01
MARCA	Deslab
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (PP)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 500 kits
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO	No aplica - N° 5533-2017- DIGEMID-DDMPUFDM/MINSA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Díametro de boca	27 mm	Control de calidad
Díametro de base	27.2 mm	
Altura total	76 mm	
Capacidad	30 ml	
Graduación cada	10 ml	