


CONTENEDOR DE CARTÓN MICROCORRUGADO HEXAGONAL DE 5 LITROS

Para residuos punzocortantes



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Te ofrecemos contenedores de **cartón microcorrugado hexagonal**, tipo caja, para descarte de residuos punzocortantes que estuvieron en contacto con pacientes o con agentes infecciosos.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	29 cm	Control de calidad
Ancho	14.5 cm	
Grosor de onda	1.2 a 1.2 mm	
Altura de onda	1.1 a 1.4 mm	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	PNRC-16
MARCA	Deslab
MATERIAL	Cartón microcorrugado onda E duplex 300 gr
CONDICIÓN	No Estéril
PRESENTACIÓN	Caja x 100 unidades
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
IMPRESIÓN	Tinta offset
BARNIZADO	Barniz brillante
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado, Instructivo de uso, manipulación y precaución, símbolo Internacional de peligrosidad, límite de llenado 3/4 partes, campo de datos
REFUERZO LATERAL INTERNO	Cartón prensado o cartón paja N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado o cartón paja N° 8 de 300 gr.
BANDEJA PLASTIFICADA	Cartón plastificado duplex blanco 210 gr.
REGISTRO	No aplica N° 5533-2017-DIGEMID-DDMPUFDM/MINSA
NORMATIVA	NTS N° 144MINS/A/2018/DIGESA NTP N° 900.058.2019