

# CONTENEDOR PARA ELIMINACIÓN DE MATERIAL PUNZOCORTANTE 20 LITROS - CARTÓN MICROCORRUGADO COLOR ROJO



Para eliminación de material punzocortante



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Te ofrecemos **contenedores de cartón, microcorrugado rígido de 20 litros**, los cuales poseen un refuerzo lateral interno, que, junto con el refuerzo de la base, **evitan las perforaciones de materiales punzocortantes**, tales como agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivos rotas, agujas de sutura, catéteres con aguja, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, láminas porta y cubreobjetos, entre otros productos más.

Asimismo, cuentan con una superficie externa, la cual también está elaborada de cartón microcorrugado, y reforzada con un cartón de recubrimiento dúplex y un barniz brillante, para garantizar una **mejor estabilidad en el contenedor**.

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	37.8 cm	Control de calidad
Ancho	27 cm	
Disco	6 cm	
Grosor de onda	1.2 a 1.2 mm	
Altura de onda	1.1 a 1.4 mm	

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	PNRC-15
MARCA	Deslab
MATERIAL	Cartón microcorrugado onda E duplex 570 gr
CONDICIÓN	No Estéril
PRESENTACIÓN	Caja x 30 unidades
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
IMPRESIÓN	Tinta offset
BARNIZADO	Barniz brillante
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado
REFUERZO LATERAL INTERNO	Instructivo de uso, manipulación y precaución, símbolo Internacional
REFUERZO DE LA BASE	Límite de llenado 3/4 partes
BANDEJA PLASTIFICADA	Cartón plastificado duplex blanco 210 gr.
BOLSA	Poliétileno 2.0 micras color rojo BIODEGRADABLE
REGISTRO	No aplica N° 5533-2017-DIGEMID-DDMPUFDM/MINSA
NORMATIVA	NTS N° 144MINSA/2018/DIGESA NTP N° 900.058.2019