

# CONTENEDOR PARA ELIMINACIONE DE MATERIAL PUNZOCORTANTE 7 LITROS - CARTÓN MICROCORRUGADO COLOR ROJO

Para eliminación de material punzocortante



Te ofrecemos **contenedores de cartón, microcorrugado rígido de 7.5 litros**, los cuales poseen un refuerzo lateral interno, que, junto con el refuerzo de la base, **evitan las perforaciones de materiales punzocortantes**, tales como agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, lancetas, placas de cultivos rotas, agujas de sutura, catéteres con aguja, equipos de venoclisis, frascos de ampollas rotas, láminas porta y cubreobjetos, entre otros productos más.

Asimismo, cuentan con una superficie externa, la cual también está elaborada de cartón microcorrugado, y reforzada con un cartón de recubrimiento dúplex y un barniz brillante, para garantizar una **mejor estabilidad en el contenedor**.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MARCA	Deslab
MATERIAL	Cartón microcorrugado Onda E duplex 370 gr
CONDICIÓN	No Estéril
PRESENTACIÓN	Caja x 50 unid.
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
IMPRESIÓN	Tinta offset
BARNIZADO	Barniz brillante
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ARMADO	Sistema automático
ROTULADO	Instructivo de fácil armado, instructivo de uso, manipulación y precaución, símbolo Internacional de peligrosidad, límite de llenado 3/4 partes, campo de datos
REFUERZO LATERAL INTERNO	Cartón prensado o cartón paja N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado o cartón paja N° 8 de 300 gr.
BANDEJA PLASTIFICADA	Cartón plastificado duplex blanco 210 gr.
BOLSA	Polietileno 2.0 micras color rojo BIODEGRADABLE
REGISTRO	CARTA N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA.
NORMATIVA	NTS N° 144MINSA/2018/DIGESA NTP N° 900.058.2019

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARAMETROS	ESPECIFICACION	CUMPLIMIENTO
Alto	280 mm	Conforme
Ancho	180 mm	
Largo	150 mm	
Altura de onda	1.1 a 1.4 mm	
Grosor de onda	1.2 a 2 mm	