

FICHA TECNICA
MEDIO DE TRANSPORTE AMIES



DESCRIPCIÓN :

- o Hisopo de plástico Con punta de rayón.
- o Contenido en un tubo de ensayo de polipropileno 12x150mm con medio de transporte AMIES.
- o Estéril.
- o Empaque individual, peel open, que garantiza las propiedades físicas y la integridad del producto. Totalmente impermeable.
- o Empaque plástico transparente.
- o Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- o Con Indicaciones de uso en el empaque.
- o Número de lote, fecha de caducidad y descripción del medio de transporte en cada unidad.
- o Etiqueta grande pre adherida para anotar la información de la muestra y los datos del paciente.

APLICACIÓN:

Medio destinado a la recolección, transporte y conservación de muestras clínicas aptas para exámenes bacteriológicos. Es útil para mantener la viabilidad de microorganismos de difícil desarrollo.

VENTAJAS:

- La punta de rayón es una fibra orgánica que menos efectos inhibidores tiene en el crecimiento bacteriano.
- Tubo fabricado de polipropileno irrompible, para proteger no solo a la muestra, sino también al equipo médico y técnico que lo manipula.
- Tubos de fondo suave y redondeado. Los tubos se ajustan convenientemente a las gradillas de los tubos de ensayo, proporcionando un traslado más seguro y fácil almacenamiento.

FORMA DE PRESENTACION:

Empaque individual sellado conteniendo 1 unidad – Caja x 100 unidades.

MARCA Y PROCEDENCIA:

FL MEDICAL – ITALIA.