



F.L. MEDICAL s.r.l. Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy
Tel. +39 049 5211475 / +39 049 5212835 - Fax +39 049 5212566
e-mail: info@flmedical.com - web site: www.flmedical.com
C.F. e P.IVA 01134840287 - Cap Soc. 90.000 € i.v.
Reg. Imp. di Padova n. 21695 - R.E.A. di Padova n. 187254

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

CÓDIGO / ITEM BK- 21050

TUBO 13x75 mm 5 ml CILÍNDRICO, SIN BORDE, EN POLIESTIRENO, BOLSA DE 250 PIEZAS
TEST TUBE 13x75 mm 5 ml CYLINDRICAL, WITHOUT RIM, IN POLYSTYRENE IN BAG OF 250 PCS

Fabricante / Manufacturer F.L. MEDICAL s.r.l.
Dirección / Address Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION:

CÓDIGO DEL PRODUCTO / CODE:	BK-21050
CAPACIDAD / CAPACITY:	5 ml
MATERIAL TUBO / CUP MATERIAL:	Poliestireno / Polystyrene
MATERIAL TAPÓN / CAP MATERIAL:	Polietileno / Polyethylene
APARIENCIA / APPEARANCE:	Cilíndrico / Cylindrical
DIMENSIONES EXTERNAS / OUTSIDE SIZES:	\varnothing inferior / \varnothing lower: 13 mm \varnothing superior / \varnothing higher: 13 mm Altura sin tapa / Height without cap: 75 mm Altura con tapa / Height with cap: N.A
COLOR TUBO / CUP COLOUR:	Neutral, transparente / Neutral, transparent
COLOR TAPÓN / CAP COLOUR:	No applicable / Not applicable
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS:	No applicable / Not applicable Superficie de escritura para datos paciente / frosted label for patient data: NAME, N°, DATE

2. ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION: No applicable / Not applicable

3. CANTIDAD POR CAJA / BOX QUANTITY: Caja de 4000 pz / 4000 pcs. per box

4. CANTIDAD INTERIOR / INNER QUANTITY: Bolsa de 250 piezas / Bag of 250 pcs

5. VOLUMEN CAJA / BOX VOLUME: mc / cbm: 0,086
Medidas caja / box sizes: 59 x 38.5 x 38 cm

6. PESO CAJA / BOX WEIGHT: Peso bruto / Gross weight: 6,0 Kg

7. INFORMACIÓN ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION: Producto IVD, marcado CE / IVD item, CE marked

8. ALMACENAMIENTO / STORAGE: No ponerlos en contacto o cerca de llamas, evítense su liberación al medio ambiente ya que NO son biodegradables / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.