

BOLSA DE TRANSFERENCIA

1.-Características Generales

La Bolsa de Transferencia permite el despacho de fracciones pediátricas de hemocomponentes los mismos que son utilizados en las transfusiones.

| Código | Nombre | Bolsa Principal |
|------------|-----------------|-----------------|
| BS-TBB-350 | TRANSFER BAG | 350ml |

1.1-Características Físicas

| Componentes: | Características |
|------------------------------|---|
| Bolsa principal | Material: PVC con DEHP Volumen: 350mL |
| Tubos de conexión | Material: PVC con DEHP |
| Abrazaderas | Material: Polioximetileno |
| Autoclavado | Resistente |
| Balloneta de plástico | Rígido con extremo terminado en punta y con protector de plástico que garantiza la esterilidad. Sellado hermético fácilmente removible al girarlo y jalarlo. |

3.- Indicación de uso

- Las bolsas de transferencias

4.- Precauciones

- El producto no es tóxico, es estéril, no pirogénico y es desechable.
- No re esterilizar.
- No utilice la bolsa si está dañada o hay signo visible de deterioro.
- Cuando está congelado, el plástico es más frágil.
- Proteger la bolsa y su tubería de los objetos afilados.
- Utilice la bolsa inmediatamente después de abrir el empaque PET.

5.- Forma de Presentación

- Bolsa de tereftalato de polietileno individual, cajón x 50 und

6.- Fabricante /Procedencia

- DEMOPHORUS LTD – CHIPRE

7.- Registro Sanitario

- N°: DM11261E

- Vigencia: Del 01 -06-2016 al 01 -06-2021

9.- Ilustración

01 Bolsa Principal 350 ml

