

SCALP VEIN



DESCRIPCIÓN:

Dispositivo médico que consta de una aguja mariposa corta y rígida, unida a sus alas, en un ligero ángulo descendente que permite la fijación con adaptación anatómica del cuerpo.

USOS PREVISTOS:

Para punción venosa sanguínea, flebotomía en pacientes muy jóvenes o ancianos con pequeñas venas. Infundir líquidos por vía intravenosa durante cortos periodos de tiempo, en pacientes que presentan venas frágiles o superficiales.

DIMENSIONES:

- 19GX3/4"
- 21GX3/4"
- 22GX3/4"
- 23GX3/4"
- 25GX3/4"

CARACTERÍSTICAS:

- **Aguja:** acero inoxidable, con corte lanceta, con funda protectora.
- **Extensión:** PVC grado médico, incoloro, transparente, flexible, sin perforación, con memoria de forma.
- **Scalp:** flexible y resistente a la manipulación, unión hermética con la aguja, colores de acuerdo a la norma vigente. Conector Luer Lock.

CONDICIÓN BIOLÓGICA:

Esterilizado con Óxido de Etileno, atóxico, Apirógeno, hipoalergénico. Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Blíster de polietileno de alta densidad grado médico, contenidos en caja por 50 unidades estériles.

PROCEDENCIA:

Nipro Thailand corporation Limited – Tailandia.