

GUANTES DE EXAMINACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Dispositivo médico de un solo uso que cubre la mano y parte del antebrazo. Destinados a ser utilizados como barrera protectora para evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el personal de salud y el paciente, así como el contacto directo con la sangre, líquidos corporales, desechos y demás sustancias.



DIMENSIONES:

Propiedad	Talla	Estándar	Color	Textura
Longitud (mm)	XS	Mínimo 220 mm	Natural (Todas las tallas: XS, S, M, L, XL)	Tersa, lisa, antideslizante (Todas las Tallas: XS, S, M, L, XL)
	S			
	M	Mínimo 230		
	L	Mínimo 240		
	XL			
Ancho de Palma (mm)	XS	70 ± 10		
	S	80 ± 10		
	M	95 ± 10		
	L	111 ± 10		
	XL	113 ± 10		
Espesor (mm)	Todas las tallas	Dedo: 0.08 Palma: 0.08 Bocamanga: 0.08		

CARACTERÍSTICAS:

- Material: látex natural.
- Color: natural.
- Ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad USP.
- Ambidiestros, máxima comodidad y flexibilidad.
- Puño con reborde
- Superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada.
- No estériles.
- Resistente a la elongación.
- Exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: ISO 11193, EN 455-22, y ASTM D3578-05.
- En cumplimiento con la Regulación USA FDA y la norma ISO 9001/ ISO 13485
- Fuerza de ruptura 5.5 N

CONDICIÓN BIOLÓGICA:

Aséptico, atóxico e hipoalergénico.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Caja dispensadora de cartoncillo grado medico por 100 unidades.

PROCEDENCIA:

Top Glove SDN BHD – Malasia.