

**GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES**



**DESCRIPCIÓN:**

Dispositivo medico de un solo uso que cubre la mano y parte del antebrazo. Destinados a ser utilizados como barrera protectora para evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el personal de salud y el paciente, así como el contacto directo con la sangre, líquidos corporales, desechos y demás sustancias.

**DIMENSIONES:**

TALLA	ANCHO Y LARGO (mm)	ESPESOR MINIMO (mm)		
		DEDO	PALMA	PUNO
6.5	83 ± 5 x 280	0.15 (+/- 0.02)	0.13 (+/- 0.02)	0.12 (+/- 0.02)
7	89 ± 5 x 280			
7.5	95 ± 5 x 280			
8.0	102 ± 6 x 280			




Fig. N° 1 Puntos de medición para ancho y longitud

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Material: látex natural.
- Color: natural.
- Ligeramente polveados, con polvo biodegradable calidad USP.
- De forma anatómica, zona de agarre texturizada, de superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Puño con reborde.
- Superficie tersa, lisa, antideslizante, de forma anatómica, con zona de agarre texturizada.
- Cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla.
- Resistente a la elongación.
- Exento de materia extraña, rebabas, y aristas cortantes.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las normas internacionales vigentes: ASTM D3577.
- Doble empaque: envoltura externa de papel grado medico laminado; envoltura interna de papel Kraft blanqueado con rotulo de fácil identificación del guante derecho e izquierdo.

### **CONDICIÓN BIOLÓGICA:**

Esterilizado por rayos gamma. Aséptico, atoxico e hipoalergénico.

### **FORMA DE PRESENTACIÓN:**

Empaque Peel Open de papel grado medico conteniendo 01 par, contenidos en caja de cartón por 50 pares.

### **PROCEDENCIA:**

TG Medical SDN BHD – Malasia.

---