

**GUANTES DE NITRILO**

**DESCRIPCIÓN:**

Dispositivo médico de un solo uso que cubre la mano y parte del antebrazo. Destinados a ser utilizados como barrera protectora para evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el personal de salud y el paciente, así como el contacto directo con la sangre, líquidos corporales, desechos y demás sustancias.

**DIMENSIONES:**

ITEM	MODELO	DIMENSIONES (mm)				
		ANCHO	LARGO	ESPESOR (PARED SIMPLE)		
				Puño (25±5 cuentas)	Palma (centro de la palma)	Dedo (13±3 de la punta)
1	PFNB-XS	75 ± 5	Min. 240	Min. 0.045	Min. 0.050	Min. 0.050
2	PFNB-S	85 ± 5	Min. 240	Min. 0.045	Min. 0.05	Min. 0.05
3	PFNB-M	95 ± 5	Min. 240	Min. 0.045	Min. 0.05	Min. 0.05
4	PFNB-L	106 ± 5	Min. 240	Min. 0.045	Min. 0.05	Min. 0.05
5	PFNB-XL	116 ± 5	Min. 240	Min. 0.045	Min. 0.05	Min. 0.05



**CARACTERÍSTICAS:**

- No estériles
- Libre de polvo
- Dedos texturizados
- Sin azufre añadido ni aceleradores
- Puño con borde
- Ambidiestro
- Color: Azul cobalto

**CONDICIÓN BIOLÓGICA:**

Aséptico, atóxico e hipoalergénico.

**FORMA DE PRESENTACIÓN:**

Caja dispensadora de cartoncillo grado medico por 100 unidades.

**PROCEDENCIA:**

Kossan International SDN BHD – Malasia.