



# NiproCart

LA ALTERNATIVA  
CONTEMPORÁNEA AL  
BICARBONATO LÍQUIDO

## NIPRO CART

DISPOSITIVO DE BICARBONATO DE SODIO  
EN POLVO PARA HEMODIÁLISIS

# NiproCart

## CARTUCHO DE BICARBONATO DE SODIO EN POLVO

### CARACTERISTICAS

- Permite un tratamiento de diálisis seguro evitando la contaminación bacteriana del líquido de diálisis que los concentrados líquidos de bicarbonato producen.
- Se diluye automáticamente en la máquina, de manera cerrada para producir de solución de bicarbonato fresco.
- Compatible con las diluciones 35x y 45X.
- Cubre más de 5 horas de tratamiento (con un flujo de dializado de 500ml/min).
- Presentaciones de 650g, 760g y 1100g de polvo de bicarbonato de sodio de acuerdo al ISO:13958: 2014.
- Menor espacio de almacenaje
- Menor peso en el transporte de concentrados



**NIPRO CART 650**



**NIPRO CART 760**



**NIPRO CART 1100**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gramaje de Bicarbonato de sodio	NIPRO CART 650	650 gr
	NIPRO CART 760	760 gr
	NIPRO CART 1100	1100 gr
Concentración de Bicarbonato de sodio	84 gr/L	
Presentación	Caja por 10 unidades	

### ESPECIFICACIONES DE USO

Diluciones	35X, 45X	
Tiempo aproximado de duración del cartucho en la terapia (con Qd=500 mL/min)	NIPRO CART 650	5 h 25 min
	NIPRO CART 760	6 h 15 min
	NIPRO CART 1100	9 h

#### Oficinas en América Latina