



E-Beam

**SET DE TUBULADURAS
ARTERIAL Y VENOSA
LIBRES DE ÓXIDO DE ETILENO**

**SET DE LÍNEA ARTERIOVENOSA
PARA HEMODIÁLISIS**

**Y TERAPIAS RELACIONADAS
ESTERILIZADAS CON E-BEAM
LIBRES DE ÓXIDO DE ETILENO**

A031(PERU2)/V608(P)

Set de Tubuladuras A-V LIBRES DE ÓXIDO DE ETILENO

CARACTERÍSTICA

- Set de Línea Arteriovenosa esterilizadas con E-Beam.
- Mayor seguridad y biocompatibilidad por ser libre de residuos de óxido de etileno
- Línea de monitoreo pre-bomba y monitoreo pre filtro.
- Segmento de bomba arterial flexible de 8mm (Diámetro interno).
- Con protectores de transductor removibles con filtro hidrofóbico, membrana sintética de 0.2 micras.
- Con cámaras atrapa burbujas en la línea arterial y venosa.
- Con líneas de monitoreo de presión A y V.
- Con clamps de Roberts en la línea principal y todas las líneas accesorias, de material flexible fácil de manipular. Conexiones tipo luer lock en todas las uniones.
- Con puertos de inyección autosellables y conector de unión entre línea A y V.

**LA MEJOR CALIDAD Y
CONFIABILIDAD CON
MAYOR
BIOCOMPATIBILIDAD**

**SET DE TUBULADURAS ARTERIAL
Y VENOSA**

A031(PERU2)/V608(P)

**NO
CONTIENE
OXIDO DE
ETILENO**

NIPRO
MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL DEL PERÚ
RUC: 20504312403

SET DE TUBULADURAS CON ESTERILIZACIÓN E-BEAM

NIPRO
Your Partner in Health Care

NIPRO MEDICAL CORPORATION
3150 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172 U.S.A
Tel: (305) 599-7174
<http://www.nipro.com>

Fabricante:

PT. NIPRO INDONESIA JAYA

Jl. Surya Utama Kav. 1 - 22B, 23 & 24 Kawasan Industri Surya Cipta,
Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Telp : +62-21 8911 5160. +62-267 861 0318 / 319 Fax : +62-267 8610290

Oficinas en América Latina

Argentina Tel. (54) 11-4500-1500
Brasil Tel (55-11) 3643-0530
Bolivia Tel (591-2) 297-1589
Chile Tel (56-2) 2498-7800
Colombia Tel. (57) 1428-3177
Costa Rica Tel. (506) 2239-1246
Ecuador Tel. (593) 2241-5815
El Salvador Tel. (503) 2243-2678
Guatemala Tel. (502) 2244-2800

Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Uruguay

Tel. (504) 2236-8133
Tel. (52) 55-5352-7100
Tel. (505) 2298 0155
Tel. (507) 397-9555
Tel. (595-21) 202-726
Tel. (511) 6409527
Tel. (787) 769-2522
Tel. (809) 563-6009
Tel. (598) 2601-1587