



# SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS

SILLÓN



**NIPRO**  
MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL DEL PERÚ  
RUC: 20504312403



**Sillón confortable para hemodiálisis**

## Sillón confortable para hemodiálisis de accionamiento neumático

- Apoyabrazos acolchonados
- Paneles laterales desmontables
- Doble mesa pegable
- 4 posicionamientos



- 1 Posición Trendelenburg estándar en la parte posterior, con acceso de fácil manejo.
- 2 Amplias bandas elásticas en la parte trasera del marco que proporcionan seguridad para mayor comodidad y apoyo.
- 3 Mesa lateral para acomodar medicación y/o alimentación, forrado de material anti-escaras.
- 4 Empuñaduras para ayudar a entrar y salir de la silla.
- 5 Cuatro ruedas con frenos, para fácil desplazamiento.
- 6 Paneles laterales desmontables para una fácil limpieza y mantenimiento

## Especificaciones

	6530/6531	6540/6541
Altura del asiento .....	21" (53.3 cm)	21" (53.3 cm)
Ancho del asiento .....	21" (53.3 cm)	25" (63.5 cm)
Profundidad del asiento .....	20" (51 cm)	20" (51 cm)
Altura total .....	49" (124.5 cm)	49" (124.5 cm)
Anchura total .....	32.25" (81.9 cm)	36.25" (90.1 cm)
Altura del respaldo del asiento .....	31.5" (80 cm)	31.5" (111.8 cm)
Longitud total (vertical) .....	39" (99 cm)	44" (99 cm)
Longitud total (reclinada) .....	76.5" (194.3 cm)	76.5" (194.3 cm)
Altura de los apoyabrazos .....	27" (68.6 cm)	27" (68.6 cm)
Peso .....	97 lbs. (42.6 kg)	111 lbs. (50.4 kg)
Capacidad de peso .....	275 lbs. (124.7 kg)	450 lbs. (204 kg)


## Opciones




Calor



Calor y masaje



Patas extensibles



Amortiguador



Porta suero

## Colores

