



NUEVA AGUJA DE FÍSTULA

CON TUBULADURA
BIOCOMPATIBLE

LIBRE DE DEHP
LIBRE DE ETO

AGUJA DE FÍSTULA PARA HEMODIÁLISIS

Y TERAPIAS RELACIONADAS

ESTERILIZADAS CON RAYOS GAMMA

Y LIBRES DE DEHP



AGUJA DE FÍSTULA

CARACTERÍSTICAS

- Aguja de fistula tribiselada
- Mayor longitud de punta, produce menos daño en el acceso
- Lubricada con silicona
- Con Tubuladura completamente biocompatible, esterilizada con Rayos gamma.
- Tubuladura libre de DEHP, fabricada con (T.O.T.M.) **TRI-OCTIL-TRI-METILATO.**
- Facilidad de manejo.
- Con clamp de Roberts y conexión Luer lock



MAYOR LONGITUD EN LA PUNTA PRODUCE MENOR DAÑO Y MENOR DOLOR EN LA PUNCIÓN



AGUJA DE FÍSTULA CON TUBULADURA LIBRE DE DEHP Y LIBRE DE ETO

Oficinas en América Latina