



**NIPRO**  
MEDICAL CORPORATION

DIALIZADOR



**ELISIO™ - L**

Dializador de Fibra Hueca Sintética

BAJO FLUJO - ALTA EFICIENCIA

Primer dializador de alta biocompatibilidad que permite una mejor calidad de vida en los pacientes a corto y largo plazo



LIBRE DE  
BISFENOL-A

**BPA  
FREE**

**DEHP  
FREE**

LIBRE DE  
DEHP

**NIPRO**  
MEDICAL CORPORATION  
SUCURSAL DEL PERÚ  
RUC: 20504312403

TODAS LAS MEDIDAS DISPONIBLES: Desde 1.1 m<sup>2</sup> hasta 2.1 m<sup>2</sup>

ELISIO™ - 11L

ELISIO™ - 15L

ELISIO™ - 19L

ELISIO™ - 13L

ELISIO™ - 17L

ELISIO™ - 21L



## Datos técnicos

### Modelos

*1 Aclareamientos (mL/min)	Qb (mL/min)	EL*-11L	EL-13L	EL-15L	EL-17L	EL-19L	EL-21L
Urea	200	188	192	194	195	196	197
	300	242	251	261	267	273	277
	400	275	290	301	314	322	332
Creatinina	200	176	182	187	191	194	195
	300	213	227	236	246	252	260
	400	234	252	265	280	289	302
Fosfato	200	146	153	161	167	171	176
	300	165	182	194	205	214	221
	400	184	204	216	230	244	254
Vitamina B <sub>12</sub>	200	81	92	101	109	115	121
	300	93	107	117	124	135	143
	400	98	110	124	135	143	154
*2 KUF (mL/hr/mmHg)		11	14	16	18	20	22
*3 KoA Urea		736	836	977	1083	1214	1321

\*1 Condiciones de prueba "In vitro" (EN 1283): Qd 500mL/min, Qf 10mL/min  
 \*2 KUF (EN 1283) Sangre Bovina(Hct 32 + 2%Proteína 60g/L, 37°C), Qb 300 mL/min  
 \*3 KoA: Qb 300 mL/min, Qd 500mL/min, Qf 10mL/min  
 \*4 EL: Es el nombre abreviado para ELISIO™

## Especificaciones

### Modelos

	EL-11L	EL-13L	EL-15L	EL-17L	EL-19L	EL-21L
Área Efectiva (m <sup>2</sup> )	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1
Volumen de Cebado (mL)	69	81	91	104	114	127
Longitud Efectiva (mm)	228	245	259	271	281	290
Diámetro interior (µm)	200					
Espesor de la membrana (µm)	40					
PTM máximo (mmHg)	500					
Materiales	Membrana	POLYNEPHRON™ / Polietersulfona				
	Carcasa	Polipropileno				
	Cabezal	Polipropileno				
	Compuesto Adhesivo	Poliuretano				
Esterilización	Rayo Gama					
Empaque	Individual 24 piezas/carton					

## DIALIZADOR LIBRE DE BISFENOL - A

- Membrana biocompatible de polietersulfona
- Cortes con superficie tipo espejo para minimizar residuos
- Estructura ondulada con mejores aclaramientos
- Libre de óxido de etileno



## Excelente calidad con membrana de nueva generación



**Distribuidor:**  
 NIPRO MEDICAL CORPORATION  
 3150 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida 33172 U.S.A  
 Tel: (305) 599-7174  
<http://www.nipro.com>

**Fabricante:**  
 NIPRO CORPORATION  
 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-Ku, Osaka, 531-8510 Japan  
<http://www.nipro.co.jp/english>

### Oficinas en América Latina

Argentina Tel. (54) 11-4500-1500  
 Brasil Tel. (55-11) 3643-0530  
 Bolivia Tel. (591-2) 297-1589  
 Chile Tel. (56-2) 2498-7800  
 Colombia Tel. (57) 1428-3177  
 Costa Rica Tel. (506) 2239-1246  
 Ecuador Tel. (593) 2241-5815  
 El Salvador Tel. (503) 2243-2678  
 Guatemala Tel. (502) 2244-2800

Honduras Tel. (504) 2236-8133  
 México Tel. (52) 55-5352-7100  
 Nicaragua Tel. (505) 2298 0155  
 Panamá Tel. (507) 397-9555  
 Paraguay Tel. (595-21) 202-726  
 Perú Tel. (511) 6409527  
 Puerto Rico Tel. (787) 769-2522  
 Rep. Dominicana Tel. (809) 563-6009  
 Uruguay Tel. (598) 2601-1587